

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Wnt16 Per Wb, Elisa - Q9Ubv4

Numero articolo: CM0002754

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro Wnt16 umano (WNT16). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dello sviluppo e sulla via di Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio anti-Wnt16
Note/Alias	WNT16
Specie	Umano
GenelD (umano)	51384
GenelD	51384
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Wnt16 umano (Q9UBV4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBV4
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio