

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Wnt2 (Wb, Elisa) - P09544

Numero articolo: CM0006647

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro WNT2 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione Wnt e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WNT2 Rabbit mAb
Annotazioni/Abbreviazioni	IRP; INT1L1; WNT2
Specie	Umana
Gene ID (Umana)	7472
Gene ID	7472
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 231-330 di WNT2 umano (NP_003382.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P09544
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio