

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wnt2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09544

Numero articolo: CM0028769

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro WNT2 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, lo sviluppo embrionale e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-WNT2
Osservazioni/Alias	IRP; INT1L1; WNT2
Specie	Umano
ID Gene	7472
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-360 di WNT2 umano (NP_003382.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09544
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio