

Anticorpo Monoclonale Anti-Wnt2B Per Wb, Elisa - Q93097

Numero articolo: CM0003376

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro WNT2B (WNT13), validato per WB ed ELISA. Rileva WNT2B umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione Wnt e sullo sviluppo polmonare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WNT2B Rabbit mAb
Note/Alias	WNT13; WNT2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	7482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 di WNT2B umano (Q93097)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q93097
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio