

Anticorpo Policlonale Anti-Wnt3A Per Ihc-P, Elisa - P56704

Numero articolo: CM0017324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia WNT3A umano, validato per IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione Wnt e la biologia dello sviluppo. UniProt P56704.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WNT3A Rabbit pAb
Note / Alias	WNT3A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	89780
GeneID	89780
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-352 di WNT3A umano (NP_149122.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P56704
Peso Proteico	39 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio