

Anticorpo Policlonale Anti-Wnt4 Per Wb, Elisa - P56705

Numero articolo: CM0027524

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la WNT4 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dello sviluppo urogenitale e polmonare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	WNT4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	WNT-4; SERKAL; WNT4
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	54361
GenelD	54361
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56705
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio