

Anticorpo Monoclonale Anti-Wnt5A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41221

Numero articolo: CM0002578

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro WNT5A umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Specifico per WNT5A umana, peso molecolare 42kDa. Adatto per ricerche sulla segnalazione Wnt e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WNT5A Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	hWNT5A, WNT5A
Specie	Umano
GenelD	7474
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 281-380 di WNT5A umana, P41221)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P41221
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio