

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wnt5A Per Wb - P41221

Numero articolo: CM0017412

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la WNT5A umana (aa 116-215), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la WNT5A umana, murina e di ratto, un ligando chiave della segnalazione Wnt coinvolto nello sviluppo e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WNT5A pAb di coniglio
Note/Alias	hWNT5A; WNT5A
Specie	Umana
GeneID (umano)	7474
GeneID	7474
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 116-215 della WNT5A umana (NP_003383.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, ratto
SWISS	P41221
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio