

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Wnt5B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1J7

Numero articolo: CM0028869

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro WNT5B umano (SWISS: Q9H1J7). Validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WNT5B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	WNT5B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	81029
GeneID	81029
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 100-200 di WNT5B umano (NP_110402.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1J7
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio