

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Wnt7A Per Wb E Elisa - 000755

Numero articolo: CM0025796



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WNT7A umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Bersaglia Wnt-7a, un ligando secreto nella via di segnalazione canonica Wnt/beta-catenina, fondamentale per lo sviluppo embrionale e l'angiogenesi del SNC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WNT7A Rabbit pAb
Note/Alias	Wnt-7a; WNT7A
Specie	Umana
GeneID (umano)	7476
GeneID	7476
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 101-200 di WNT7A umano (NP_004616.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	000755
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio