

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wnt9A Per Wb Ed Elisa - O14904

Numero articolo: CM0025473

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-WNT9A di CamelBio, validato per WB ed ELISA, riconosce WNT9A umano, murino e di ratto, un ligando della segnalazione Wnt cruciale per lo sviluppo osseo e l'integrità articolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WNT9A Rabbit pAb
Note/Alias	WNT14; WNT9A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7483
ID Gene	7483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-350 di WNT9A umano (NP_003386.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14904
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio