

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wrn Per Wb, Elisa - Q14191

Numero articolo: CM0025599



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la WRN umana, validato per WB e ELISA. Bersaglia la regione C-terminale (aa 1223-1432) dell'elicasi/esonucleasi della sindrome di Werner, ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e la stabilità del genoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WRN Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RECQ3; RECQL2; RECQL3; WRN
Specie	Umana
GeneID (umano)	7486
GeneID	7486
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1223-1432 della WRN umana (NP_000544.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q14191
Peso proteico	162kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio