

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wsb1 Per Wb, Elisa - Q9Y6I7

Numero articolo: CM0013988

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WSB1 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce la proteina 1 contenente ripetizioni WD e dominio SOCS, un componente del complesso della ligasi E3 dell'ubiquitina coinvolto nella degradazione proteasomica. - Q9Y6I7

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WSB1 Rabbit pAb
Note/alias	SWIP1; WSB-1; WSB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	26118
GeneID	26118
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 182-421 di WSB1 umano (NP_056441.6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y6I7
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante