

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Wstf Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Uig0

Numero articolo: CM0008715



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-WSTF di coniglio per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce WSTF umano, murino e di ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-WSTF
Note/Alias	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9031
GeneID	9031
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di WSTF umano (Q9UIG0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazioni	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UIG0
Peso Proteico	171 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio