


Anticorpo Policlonale Anti-Wt1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Numero articolo: CM0015445



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce WT1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale e sulla biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WT1 Rabbit pAb
Note/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7490
GeneID	7490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-302 di WT1 umano (NP_001185480.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19544
Peso Proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio