


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Wt1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Numero articolo: CM0005541



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio WT1 (P19544) validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la proteina WT1 umana, del mouse e del ratto. Immunogeno ricombinante. Adatto per studi sullo sviluppo urogenitale e sull'attività di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WT1 mAb Coniglio
Note/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7490
GeneID	7490
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-250 del WT1 umano (P19544).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P19544
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio