


Anticorpo Policlonale Anti-Wt1 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P19544

Numero articolo: CM0021473



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio WT1 per WB, IF/ICC ed ELISA, reattivo su umano, topo e ratto. Bersaglia la proteina del tumore di Wilms, un fattore di trascrizione chiave nello sviluppo urogenitale e nella tumorigenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WT1 Rabbit pAb
Note/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7490
Gene ID	7490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-302 del WT1 umano (NP_001185480.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P19544
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio