

Anticorpo Monoclonale Anti-Wtap Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15007

Numero articolo: CM0004348



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio WTAP per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Mira al regolatore di splicing dell'pre-mRNA coinvolto nella metilazione m6A e nel ciclo cellulare. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	WTAP Rabbit mAb
Note/Alias	Mum2; WTAP
Specie	Umano
GeneID	9589
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 212-355 di WTAP umano (NP_004897.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15007
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio