

Anticorpo Policlonale Anti-Wtap Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Numero articolo: CM0018094



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia WTAP umano, validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva WTAP umano, di topo e ratto, adatto per la ricerca sulla metilazione m6A e sulla regolazione dello splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WTAP Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	Mum2; WTAP
Specie	Umana
ID gene	9589
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 212-355 di WTAP umano (NP_004897.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15007
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio