

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wwc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Awc2

Numero articolo: CM0020710

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità mirato alla proteina WWC2 (BOMB) umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva WWC2 umana, murina e rat, un regolatore della via Hippo. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio WWC2                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | BOMB; WWC2                                                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)     | 80014                                                                                                                           |
| ID Gene             | 80014                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-430 della WWC2 umana (NP_079225.5) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Rat                                                                                                               |
| SWISS               | Q6AWC2                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 134kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |