


Anticorpo Policlonale Anti-Wwox Per Wb, Elisa - Q9Nzc7

Numero articolo: CM0015406



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WWOX umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia l'ossidoriduttasi contenente il dominio WW, un soppressore tumorale coinvolto nell'apoptosi e nella segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	WWOX Rabbit pAb
Note/Altri Nomi	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Specie	Umana
GeneID (Umana)	51741
GeneID	51741
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZC7
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio