


Anticorpo Policlonale Anti-Wwp1 Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H0M0

Numero articolo: CM0028114



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro WWP1, una ligasi E3 ubiquitina-proteina simile a NEDD4 coinvolta nell'ubiquitinazione e nella degradazione proteasomica. Adatto per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WWP1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11059
GeneID	11059
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di WWP1 umano (NP_008944.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0M0
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio