

Anticorpo Policlonale Anti-Wwp2 Di Coniglio Per Wb E Elisa - 000308

Numero articolo: CM0024031



introduzione

Anticorpo policlonale WWP2 di coniglio convalidato per WB e ELISA. Mira a WWP2 umano (E3 ubiquitina-proteina ligasi simile a NEDD4), un regolatore chiave dell'ubiquitinazione e della degradazione proteasomale nelle cellule staminali e nei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WWP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AIP2, WWp2-like, WWP2
Specie	Umana
ID gene	11060 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 151-400 di WWP2 umano (NP_001257383.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	000308
Peso proteico	99 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio