

Anticorpo Monoclonale Anti-Xantina Deidrogenasi/Ossidasi (Xdh) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P47989

Numero articolo: CM0007100



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la xantina deidrogenasi/ossidasi umana (XDH), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo delle purine e sulla generazione di ROS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Xantina ossidasi (XDH) PolymAb® di coniglio
Note/alias	XO; XOR; XAN1
Specie	Umana
GeneID (umano)	7498
GeneID	7498
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1000-1100 della xantina ossidasi umana (XDH). (NP_000370.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P47989
Peso della proteina	146 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante