

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Xanthina Ossidasi (Xdh) Per Wb - P47989

Numero articolo: CM0004239



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per la Xanthina Ossidasi (XDH) umana, validato per WB, IHC, IF e ELISA. Ideale per studi sul metabolismo delle purine e sulle specie reattive dell'ossigeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Xanthina Ossidasi (XDH) Rabbit mAb
Note/Alias	XO; XOR; XAN1; Xanthina Ossidasi (XDH)
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	7498
ID genico	7498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 202-293 della Xanthina Ossidasi (XDH) umana (P47989)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P47989
Peso proteico	146kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio