

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Xantina Ossidasi (Xdh) Per Wb Ed Elisa - P47989

Numero articolo: CM0013590



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la Xantina Ossidasi (XDH) umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo delle purine e dello stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Xantina Ossidasi (XDH)
Note/Alias	XO; XOR; XAN1; Xantina Ossidasi (XDH)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7498
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 985-1084 della Xantina Ossidasi (XDH) umana (NP_000370.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P47989
Peso Proteico	146kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio