

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Xcp1 Per Wb E Elisa - B6Tic7

Numero articolo: CM0024196

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro XCP1 di mais (cisteina proteasi 5) per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Riconosce XCP1 di mais, peso molecolare previsto 71 kDa, ideale per la ricerca sulle proteasi vegetali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	XCP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Cysteine protease5
Specie	Mais
GeneID	100283433
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-377 di XCP1 di mais (NP_001149806.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mais
SWISS	B6TIC7
Peso proteico	71 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio