


Anticorpo Policlonale Anti-Xcr1 Per Ihc-P Ed Elisa - P46094

Numero articolo: CM0020330



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-umano XCR1, validato per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata su ratto. Bersaglia il recettore 1 della chemochina XC (recettore della linfotattina) coinvolto nella segnalazione delle chemochine. Adatto per applicazioni di immunorilevamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	XCR1 Rabbit pAb
Note/Alias	GPR5; CCXCR1; XCR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2829
GeneID	2829
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di XCR1 umano (NP_001019815.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P46094
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio