


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Xiap (Convalidato Ko) Per Wb, Elisa - P98170

Numero articolo: CM0002253



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO, specifico per XIAP umano (BIRC4/IAP3), con reattività crociata per topo e ratto. Ideale per Western blot ed ELISA per studiare l'apoptosi, la segnalazione NF- κ B e le vie di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-XIAP
Note/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Specie	Umana
GeneID (Umano)	331
GeneID	331
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di XIAP umano (NP_001158.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P98170
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca refrigerante