


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Xiap Per Wb, If/Icc, Elisa - P98170

Numero articolo: CM0018707



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la XIAP umana (proteina inibitrice dell'apoptosi legata al cromosoma X). Validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. PM ~57 kDa. Per studi sull'apoptosi, sulla segnalazione NF- $\kappa$ B e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | XIAP Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; XIAP                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID (umano)      | 331                                                                                                                            |
| GeneID              | 331                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della XIAP umana (NP_001158.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                              |
| SWISS               | P98170                                                                                                                         |
| Peso della proteina | 57 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |