

Anticorpo Policlonale Anti-Xk Per Wb, If/Icc, Elisa - P51811

Numero articolo: CM0017966

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro XK (XKR1, antigene Kx). Adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Per lo studio della funzione della proteina adattatrice della membrana del reticolo endoplasmatico e del reclutamento di VPS13A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	XK Rabbit pAb
Note/alias	KX; NA; NAC; X1k; XKR1; XK
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	7504
ID del gene	7504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-138 di XK umano (NP_066569.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P51811
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante