


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Xpc Per Wb - Q01831

Numero articolo: CM0024964



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia la proteina umana XPC (XP3/RAD4/p125). Validato per Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Ideale per studi sulla riparazione nucleotidica degli escisioni e sulla coattivazione trascrizionale. SWISS: Q01831.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	XPC Rabbit pAb
Note/Alias	XP3; RAD4; XPCC; p125; XPC
Specie	Umana
Gene ID	7508
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente amminoacidi 700-940 di XPC umano (NP_004619.3)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q01831
Peso proteico	106 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio