


Anticorpo Policlonale Anti-Xpd/Ercc2 Per Wb, Elisa - P18074

Numero articolo: CM0013103



introduzione

Anticorpo policlonale anti-XPD/ERCC2 di coniglio di alta qualità validato per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dei meccanismi di riparazione del DNA e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	XPD/ERCC2 Rabbit pAb
Note/Alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2068
GeneID	2068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di XPD/ERCC2 umano (NP_001124339.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18074
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio