


Anticorpo Policlonale Anti-Xpnpep1 Per Wb, Elisa - Q9Nqw7

Numero articolo: CM0013806



introduzione

XPNPEP1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro l'aminopeptidasi 1 Xaa-Pro umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo e rileva una proteina citosolica di 70 kDa coinvolta nella degradazione dei peptidi e nel metabolismo della bradichinina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	XPNPEP1 Rabbit pAb
Note/Alias	APP1; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPL1; XPNPEP1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7511
ID Gene	7511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-240 di XPNPEP1 umana (NP_065116.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9NQW7
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio