

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Xpnpep2 Per Wb E Elisa - 043895

Numero articolo: CM0013819

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a XPNPEP2 (X-Pro aminopeptidasi 2). Adatto per WB e ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Generato contro il dominio ectoplasmico ricombinante (aa 22-240). Utile per la ricerca sul metabolismo della bradichinina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	XPNPEP2 Coniglio pAb
Note/Alias	APP2; AEACEI; XPNPEP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7512
GeneID	7512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-240 di XPNPEP2 umano (NP_003390.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	043895
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio