

Anticorpo Policlonale Anti-Xpnpep3 (Coniglio) Per Wb, Elisa - Q9Nqh7

Numero articolo: CM0020429



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro XPNPEP3 umano (Xaa-Pro aminopeptidasi 3), validato per WB ed ELISA. Rileva XPNPEP3 umano e murino; adatto per la ricerca sulla peptidasi mitocondriale e sulla segnalazione del TNF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	XPNPEP3 Rabbit pAb
Note/Alias	XPNPEP3; APP3; ICP55; NPHPL1; X-prolyl aminopeptidasi 3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	63929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-230 di XPNPEP3 umano (NP_071381.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NQH7
Peso Proteico	31kDa/32kDa/48kDa/54kDa/57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio