

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Xpnpep3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqh7

Numero articolo: CM0014980



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro XPNPEP3 (APP3). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; rileva umano, topo, ratto. Per la ricerca sull'amminopeptidasi mitocondriale, sulla segnalazione TNF e sulla nefronoftisi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	XPNPEP3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	APP3; ICP55; NPHPL1; XPNPEP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	63929
ID Gene	63929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di XPNPEP3 umano (NP_071381.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NQH7
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio