

Anticorpo Policlonale Anti-Xpo6 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q96Qu8

Numero articolo: CM0024204

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro XPO6 umano (Exportina-6 / EXP6 / RANBP20), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva XPO6 umano e murino. Adatto per la ricerca sul trasporto nucleo-citoplasmatico e sulla dinamica dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-XPO6
Note/Alias	XPO6; EXP6; RANBP20; exportina-6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5159
ID Gene	23214
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 116-216 di XPO6 umano (NP_055986.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96QU8
Peso Proteico	127kDa/128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio