

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Xpot Per Wb, Elisa - 043592

Numero articolo: CM0014396

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'exportina-T (XPOT/XPO3) per Western blot ed ELISA. Reagisce con XPOT umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio dei meccanismi di trasporto dell'esportazione nucleare del tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	XPOT pAb di coniglio
Note/alias	XPO3; XPOT
Specie	Umano
GenelD (umano)	11260
GenelD	11260
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di XPOT umano (NP_009166.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	043592
Peso della proteina	110 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante