


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Xrcc1 Per Wb, Elisa - P18887

Numero articolo: CM0011386



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro XRCC1, validato per WB ed ELISA. Rileva XRCC1 umano, murino e di ratto, una proteina scaffold chiave nella riparazione delle rotture a singolo filamento del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-XRCC1
Note/alias	RCC; SCAR26; XRCC1
Specie	Uomo
ID gene (umano)	7515
ID gene	7515
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P18887
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante