


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Xrcc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18887

Numero articolo: CM0013812



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro XRCC1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulle rotture a filamento singolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	XRCC1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RCC; SCAR26; XRCC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7515
GeneID	7515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 480-633 dell'XRCC1 umano (NP_006288.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18887
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio