

Anticorpo Policlonale Anti-Xrcc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43543

Numero articolo: CM0022321



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro XRCC2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla riparazione del DNA e sulla ricombinazione omologa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	XRCC2 Rabbit pAb
Note/Alias	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7516
GeneID	7516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-83 di XRCC2 umano (NP_005422.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43543
Peso Proteico	32 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio