

Anti-Xrcc3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - O43542

Numero articolo: CM0019994



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a XRCC3 umano, una proteina chiave della riparazione del DNA. Validato per applicazioni Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla ricombinazione omologa e la stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	XRCC3 Coniglio pAb
Note/Alias	CMM6; XRCC3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7517
Gene ID	7517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-346 di XRCC3 umano (NP_001093588.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O43542
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio