


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Y14/Rbm8A Per Wb, Elisa - Q9Y5S9

Numero articolo: CM0002514



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Y14/RBM8A umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare il complesso di giunzione dell'esone (EJC), lo splicing dell'pre-mRNA e le vie di degradazione dell'mRNA mediata da nonsense.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio Y14/RBM8A
Note/Alias	TAR; Y14; RBM8; ZNRP; RBM8B; ZRNP1; BOV-1A; BOV-1B; BOV-1C; MDS014; DEL1q21.1; C1DELq21.1; Y14/RBM8A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9939
GeneID	9939
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Y14/RBM8A umano (Q9Y5S9).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5S9
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa refrigerante