


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Yap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Numero articolo: CM0003472



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-YAP1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Principale coattivatore transcriptionale nella via Hippo, controllo delle dimensioni degli organi e soppressione tumorale. Immunogeno proteico ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                    | Valore                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                | [Validato KO] YAP1 Rabbit mAb                                                                                                    |
| Annotazioni/Nomi alternativi | YAP, YKI, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1                                                                                           |
| Specie                       | Uomo                                                                                                                             |
| GeneID (Uomo)                | 10413                                                                                                                            |
| GeneID                       | 10413                                                                                                                            |
| Immunogeno                   | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-504 di YAP1 umano (NP_001123617.1). |
| Origine                      | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria                    | Anticorpi monoclonali                                                                                                            |
| Applicazioni                 | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata          | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS                        | P46937                                                                                                                           |
| Peso proteico                | 36 kDa-54 kDa                                                                                                                    |
| Spedizione                   | Sacco di ghiaccio                                                                                                                |