


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Yap1 Per Wb - P46937

Numero articolo: CM0006312



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio YAP1 (convalidato KO) per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Rileva YAP1 umano, di topo, di ratto. Bersaglia gli amminoacidi 155-504. Ideale per studi sulla segnalazione Hippo, sul controllo delle dimensioni degli organi e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio YAP1 (mAb)
Note/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10413
GeneID	10413
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-504 di YAP1 umano (NP_001123617.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca refrigerante