


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Yap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Numero articolo: CM0014490



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia YAP1 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Riconosce il coattivatore trascrizionale YAP1 della via Hippo (P46937). Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YAP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10413
GeneID	10413
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-504 della YAP1 umana (NP_001123617.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46937
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio