


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Yap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Numero articolo: CM0018442



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YAP1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Hippo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	YAP1 pAb di coniglio
Note/alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Specie	Umano
ID genico (umano)	10413
ID genico	10413
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-504 di YAP1 umano (NP_001123617.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P46937
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata