


## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Yars Per Wb, Ip, Elisa - P54577

Numero articolo: CM0028740



### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro Tirosina-tRNA ligasi (YARS) convalidato per WB, IP, ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca su aminoacil-tRNA sintetasi, sintesi proteica e regolazione di PARP1.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | YARS Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2                                                                                        |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 8565                                                                                                                          |
| GeneID                | 8565                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della YARS umana (NP_003671.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, IP, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                 | P54577                                                                                                                        |
| Peso proteico         | 59kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |