


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Yb-1/Ybx1 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P67809

Numero articolo: CM0011873



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro YB-1/YBX1. Adatto per WB, IP, IF, IHC ed ELISA. Rileva YB-1 umano, murino e di ratto. Ideale per studi sul processamento dell'RNA, sulla regolazione trascrizionale e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YB-1/YBX1 mAb di coniglio
Note/alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4904
ID del gene	4904
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 225-324 di YB-1/YBX1 umano (P67809).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P67809
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante